



Reference

54324

Date

2012

Title

Le cerveau connecté

Caption

Y a-t-il une différence entre un mouvement imaginé et réellement effectué ? L'impressionnant neuromagnétomètre utilisé par les chercheurs du centre de neurosciences de Lyon peut le vérifier. Avec ses 275 capteurs ultrasensibles, il appréhende les zones activées dans le cerveau en simultané et en temps réel... Extrait de la série "Des idées plein la tech' ". Interview : Claude Delpuech, Pierre Emmanuel Aguera, Karim Jerbi, Margaux Perrin, Jérémie Mattout. Coproduction : Virtuel productions; Universcience; Inserm 2012. Avec le soutien de l'investissement d'avenir (Estim). Durée : 7 min. 03 sec.

Author

Demerliac, François

Copyright

Inserm/Universcience/Virtuel

Special instructions